

Kamillosan® Ocean HYPER

Spray nasal - Neusspray - Nasenspray



SOLUTION SALINE HYPERTONIQUE A 2,5 % DE CHLORURE SODIQUE ET CHAMOMILLA RECUTITA

Spray Nasal

Solution saline et hypertonique à pH contrôlé pour l'hygiène nasale quotidienne. Agit sur les irritations nasales provoquées par des éléments externes dérivés de la pollution ambiante.

Grâce à son action fluidifiante et protectrice, la solution aide à maintenir un nez dégagé en cas de rhume et rhinite, également de nature allergique.

PRODUIT A BASE DE

Eau, chlorure de sodium, extrait de Chamomilla recutita, acide citrique, citrate de potassium.

DOSAGE

2-3 pulvérisations par narine, 3-4 fois par jour, ou plus si nécessaire.

MODE D'UTILISATION

- 1 Retirer le capuchon de protection du spray.
- 2 Tenir le flacon avec l'embout en position verticale, positionner délicatement l'embout à l'entrée de la narine.
- 3 Au moyen de deux doigts, presser la base du spray.
- 4 Répéter l'opération avec l'autre narine.
- 5 Nettoyer l'embout.
- 6 Remettre le capuchon de protection sur le spray.

MÉCANISME D'ACTION

Kamillosan Ocean Hyper nettoie le nez en profondeur, permettant un lavage en douceur et une décongestion rapide et naturelle.

Sa formulation spécifique favorise la protection de la cavité nasale ainsi que son équilibre naturel.

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Dans certains cas, la pulvérisation peut causer une irritation locale légère et transitoire. Ne pas pulvériser dans les yeux. L'utilisation du même flacon par différentes personnes peut favoriser la transmission d'infections. Ne pas utiliser en cas d'épistaxis en cours ou passé.

CONSERVATION

Conservé à température ambiante à l'abri de la lumière et de source de chaleur. Ne pas utiliser le produit au-delà de la date de péremption ou si le produit

n'est pas intact. La date de péremption se réfère à un produit intact et conservé correctement.

EFFETS INDÉSIRABLES

Hypersensibilité à l'un des composants. L'utilisation, spécialement prolongée, peut donner lieu à un phénomène de sensibilisation; si cela se vérifie, interrompre le traitement et consulter un médecin afin d'instaurer un traitement approprié. Il est important de signaler à votre médecin ou votre pharmacien la survenue d'effets indésirables non décrits dans la notice.

PRÉSENTATION

Solution en flacon plastique de 20 ml muni d'un embout pulvérisateur vertical.

■ NTC srl Via Luigi Razza, 3 Milan - Italie
Rév. du 25/02/14

HYPERTONISCHE ZOUTOPLOSSING VAN NATRIUM- CHLORIDE 2,5% EN CHAMOMILLA RECUTITA Neusspray

Een hypertonische zoutoplossing met gecontroleerde pH voor dagelijkse hygiëne van de neus.

Kan gebruikt worden in geval van nasale irritaties die veroorzaakt worden door externe factoren te wijten aan milieuvervuiling.

Dankzij de slijmverduunnende en beschermende werking helpt de oplossing een verstopte neus vrij te houden in geval van verkoudheid en rhinitis, eveneens indien van allergische aard.

PRODUCT OP BASIS VAN

Water, natriumchloride, Chamomilla recutita extract, citroenzuur, kaliumcitraat.

DOSERING

2-3 verstuijvingen per neusgat, 3 tot 4 keer per dag, of meer indien nodig.

DE GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 Verwijder de beschermkap van de verstuijfkop
- 2 Houd de fles verticaal, breng de verstuijfkop voorzichtig bij de ingang van het neusgat.
- 3 Druk met twee vingers de basis van de verstuijfkop in.
- 4 Herhaal dit met het andere neusgat.
- 5 Reinig de verstuijfkop.
- 6 Plaats de beschermkap terug op de verstuijfkop.

WERKINGSMECHANISME

Kamillosan Ocean Hyper helpt de neus diep te reinigen, zacht te hydrateren en op een snelle en natuurlijke wijze vrij te maken. De specifieke samenstelling helpt bij het beschermen en het behouden van de natuurlijke balans van de neusholte.

VOORZORGSMAATREGELEN

Buiten bereik van kinderen houden. Niet inslikken. In sommige gevallen kan de spray milde en voorbijgaande lokale irritatie veroorzaken. Niet in de ogen spuiten. Het gebruik van dezelfde fles door verschillende mensen kan aanleiding geven tot het verspreiden van infecties. Niet gebruiken tijdens of na epistaxis.

BEWARING

Bij kamertemperatuur en beschermd tegen licht en warmte bewaren. Gebruik het product niet na de vervaldatum of als de verpakking beschadigd is. De vervaldatum is enkel geldig indien het product intact is en correct bewaard werd.

BIJWERKINGEN

Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. Langdurig gebruik kan aanleiding geven tot overgevoeligheid; als dit gebeurt, de behandeling stoppen en een arts raadplegen voor een aangepaste behandeling. Het is belangrijk om bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan aan uw arts of apotheker te melden.

PRESSANTIE

Oplossing in een plastic flacon van 20 ml voorzien van een verticale verstuijfkop.

■ NTC srl Via Luigi Razza, 3 Milaan - Italië
Herziening 25/02/14

HYPERTONISCHE SALZLÖSUNG MIT 2,5 % NATRIUM- CHLORID UND CHAMOMILLA RECUTITA Nasenspray

Hypertonische Salzlösung mit exakt eingestelltem pH für die tägliche Nasenhygiene. Gegen Reizungen der Nase durch äußere Einflüsse aufgrund von Umweltverschmutzung. Dank ihrer schleimlösenden und schützenden Wirkung hilft die Lösung, Ihre Nase bei Erkältung und Schnupfen, auch allergiebedingtem Schnupfen, freizuhalten.

HERGESTELLT AUS

Wasser, Natriumchlorid, Extrakt von Chamomilla recutita, Zitronensäure, Kaliumcitraat.

DOSIERUNG

2-3 Sprühstöße pro Nasenloch, 3-4-mal täglich - bei Bedarf auch öfter.

ART DER ANWENDUNG

- 1 Schutzkappe vom Spray abziehen.
- 2 Sprayflasche mit dem Sprühkopf senkrecht nach oben halten, den Sprühkopf vorsichtig an das Nasenloch heranführen.
- 3 Mit zwei Fingern auf den Boden der Sprayflasche drücken.
- 4 Den Vorgang beim anderen Nasenloch wiederholen.
- 5 Sprühkopf reinigen.
- 6 Schutzkappe wieder auf die Sprayflasche aufsetzen.

WIRKMECHANISME

Indem es eine sanfte Spülung und eine rasche und natürliche Abschwelung ermöglicht, bewirkt Kamillosan Ocean Hyper eine Tiefenreinigung der Nase. Durch seine spezifische Formulierung schützt es die Nasenhöhle und fördert ihr natürliches Gleichgewicht.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht schlucken. In manchen Fällen kann es beim Sprühen zu einer leichten und vorübergehenden lokalen Reizung kommen. Nicht in die Augen sprühen. Die Verwendung derselben Flasche durch mehrere Personen kann zur Übertragung von Infektionen führen. Nicht anwenden bei früherem oder bestehendem Nasenbluten.

AUFBEWAHRUNG

Bei Zimmertemperatur und geschützt vor Licht und Wärme aufbewahren. Das Produkt darf nach dem Verfallsdatum und bei Beschädigung nicht mehr verwendet werden. Das Verfallsdatum gilt für das unbeschädigte und ordnungsgemäß aufbewahrte Produkt.

NEBENWIRKUNGEN

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Insbesondere bei lang dauernder Anwendung kann es zu Sensibilisierungserscheinungen kommen; in diesem Fall ist die Behandlung zu unterbrechen und ein Arzt zu konsultieren, um eine geeignete Therapie einzuleiten. Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Arzt oder Apotheker auch Nebenwirkungen mitteilen, die nicht in dieser Beilage aufgeführt sind.

DARREICHUNGSFORM

Lösung in 20-ml-Plastikflasche mit senkrechtem Zerstäuber.

■ NTC srl Via Luigi Razza, 3 Mailand - Italien
Letzte Bearbeitung : 25.02.2014



MEDA