

3344140 - Compresse 20cmx20cm 60 unités

FR

AÉRÉES : Tissée dans un pur fil de coton, leur gaze hydrophile a une bonne perméabilité à l'air.

SOUS SACHET INDIVIDUEL : Elles assurent une bonne rétention des liquides et une grande vitesse d'absorption.

CONSEILS D'UTILISATION : Nettoyer soigneusement la plaie et son pourtour à l'aide d'une compresse. Mettre en place la compresse en veillant à ce qu'elle recouvre bien la plaie. Faire tenir la compresse à l'aide d'un sparadrap des laboratoires MERCUROCHROME®. Renouveler aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par jour.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : A USAGE UNIQUE. Ne sortir la compresse de la pochette qu'au moment de l'utilisation. Conserver dans son conditionnement d'origine dans les conditions normales.

COMPOSITION : Gaze hydrophile 100 % coton – 17 fils

Pliées : 5 cm x 5 cm

Dépliées : 20 cm x 20 cm

NL

GEVENTILEERD: Geweven met zuiver katoen, zodat het hydrofiel gaas goed luchtdoorlatend is.

INDIVIDUEEL VERPAKT: Vocht wordt vastgehouden en snel geabsorbeerd.

GEBRUIKSADVIEZEN: De wond en de rand zorgvuldig reinigen met een kompres. Het kompres aanbrengen en zorgen dat de wond volledig bedekt wordt. Het kompres op zijn plaats houden met een textielpleister van Laboratoires MERCUROCHROME®. Zo vaak als nodig is de pleister vervangen en minstens één keer per dag.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: EENMALIG TE GEBRUIKEN. Het kompres niet uit de verpakking halen tot vlak voor gebruik. Onder normale omstandigheden in de originele verpakking bewaren.

SAMENSTELLING: Hydrofiel gaas 100% katoen – 17 draden

Dichtgevouwen: 5 cm x 5 cm

Opegevouwen: 20 cm x 20 cm

DE

LUFTDURCHLÄSSIG: Die hydrophilen Kompressen aus reinem Baumwollgewebe sind luftdurchlässig.

EINZELN VERPAKT: Die Kompressen bieten hohe Flüssigkeitsverhaltung und Saugfähigkeit.

GEBRAUCHSHINWEISE: Wunde und Wundränder sorgfältig mit einer Kompresse reinigen. Eine Kompresse so auflegen, dass die ganze Wunde abgedeckt ist. Die Kompresse mit einem

MERCUROCHROME®- Heftpflaster fixieren. So häufig wie nötig bzw. mindestens einmal täglich erneuern.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEIM GEBRAUCH: EINWEGKOMPRESSE. Die Kompresse erst direkt vor der Verwendung aus der Hülle nehmen. In Originalverpackung zu normalen Lagerbedingungen aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG: Hydrophile Kompresse – 100% Baumwolle – 17 Fäden

Gefaltet: 5 cm x 5 cm

Offen: 20 cm x 20 cm