

Optive Plus™

Comfortoplossing met drievoudige werking; smeert en werkt osmoprotectief /

Solution de confort triple action ; lubrifiante et osmoprotectrice /

Dreifach wirksame benetzende und feuchtigkeitsspendende Augen-Pflegetropfen zur Wiederherstellung des osmotischen Gleichgewichts

GEBRUIKSAANWIJZING

MODE D'EMPLOI

GEBRAUCHSANLEITUNG

De unieke formule met drievoudige werking van **OPTIVE PLUS™** zorgt voor langdurig comfort. **OPTIVE PLUS™** smeert het oogoppervlak en houdt de cellen van het oogoppervlak vochtig door het natuurlijke osmotische evenwicht te herstellen **PLUS** het beschermt de traanfilm door de toevoeging van lipiden.

Beschrijving

OPTIVE PLUS™ is een steriele multidose-oplossing die natriumcarboxymethylcellulose 0,5%, glycerine 1,0%, ricinusolie 0,25%, polysorbaat 80 0,5%, levocarnitine 0,25% en erythritol 0,25% bevat en die wordt geconserveerd met PURITE® 0,01%, dat zich op het oog omzet in natuurlijke traanbestanddelen.

Gebruiksaanwijzing

Doe 1 of 2 druppels in het oog/de ogen, naar behoefte.

Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de ingrediënten
- De oplossing niet inslikken
- Om besmetting of mogelijk oogletsel te vermijden dient u elk contact met de punt van de flacon en direct contact met het oog te vermijden
- De flacon direct na gebruik goed afsluiten
- Eventuele resterende oplossing 3 maanden na opening weggooien
- Niet gebruiken na de vervaldatum die op het product vermeld staat
- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Bewaren bij kamertemperatuur
- De flacon niet gebruiken als de verzegeling aan de hals van de flacon is verbroken vóór uw eerste gebruik
- Niet gebruiken als de oplossing van kleur verandert
- Vijf minuten wachten voor het toedienen van andere oogproducten

Waarschuwingen

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als u pijn in het oog krijgt, uw zicht verslechtert, uw oog voortdurend rood ziet of geïrriteerd is of als de aandoening erger wordt.

Hoe wordt OPTIVE PLUS™ geleverd?

OPTIVE PLUS™ wordt geleverd in plastic flacons van 3 of 10 ml.

OPTIVE PLUS™ a une formule triple action unique qui apporte un confort à long terme. **OPTIVE PLUS™** lubrifie la surface de l'œil et hydrate les cellules de la surface oculaire en restaurant l'équilibre osmotique naturel et en **PLUS**, la solution protège le film lacrymal par un apport lipidique.

Description :

OPTIVE PLUS™ est une solution stérile multidose qui contient 0,5 % de carboxyméthylcellulose sodique, 1,0 % de glycérine, 0,25 % d'huile de ricin, 0,5 % de Polysorbate 80, 0,25 % de lécocarnitine et 0,25 % d'érythritol, avec comme conservateur 0,01 % de PURITE® qui se dégrade en produisant des ingrédients qui entrent dans la composition des larmes naturelles sur l'œil.

Mode d'emploi

Déposer 1 ou 2 gouttes dans l'œil/les yeux en fonction des besoins.

Précautions

- Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un des composants
- Ne pas avaler la solution
- Pour éviter la contamination ou un risque de blessure de l'œil, ne pas mettre l'extrémité du flacon en contact avec une surface quelconque, et éviter un contact direct avec l'œil
- Fermer hermétiquement le flacon après usage
- Eliminer toute solution encore présente dans le flacon 3 mois après l'ouverture de celui-ci
- Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur le produit
- Tenir hors de la portée des enfants
- Conserver à la température ambiante
- Ne pas utiliser le contenu du flacon si la fermeture inviolable du goulot est cassée alors que vous n'avez pas encore utilisé le produit
- Ne pas utiliser si la solution change de couleur
- Attendre 5 minutes entre des administrations consécutives de produits ophtalmiques

Mises en garde

Cessez d'utiliser le produit et consultez un médecin si vous présentez des douleurs à l'oeil, des modifications de la vision, une rougeur continue ou une irritation de l'oeil, ou si votre état empire.

Présentation

OPTIVE PLUS™ est fournie dans des flacons en plastique contenant 3 ou 10 ml de solution.

OPTIVE PLUS™ hat eine spezifische, dreifach wirksame Zusammensetzung und verschafft lang anhaltendes Augenwohlgefühl. **OPTIVE PLUS™** benetzt die Augenoberfläche und spendet den Zellen der Augenoberfläche Feuchtigkeit durch Wiederherstellung des osmotischen Gleichgewichts **UND** schützt Ihre natürliche Tränenflüssigkeit mit einem ergänzenden Lipid.

Beschreibung

OPTIVE PLUS™ ist eine sterile Lösung in einer Multidosis-Ampulle, die 0,5 % Natrium-Carboxymethylcellulose, 1,0 % Glycerin, 0,25 % Rizinusöl, 0,5 % Polysorbat 80, 0,25 % Levocarnitin und 0,25 % Erythritol sowie 0,01 % des Konservierungsmittels PURITE®, das auf dem Auge zu natürlichen Bestandteilen der Tränenflüssigkeit abgebaut wird.

Gebrauchsanweisung

Je nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das Auge bzw. die Augen geben.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren
- Lösung nicht einnehmen
- Um Verunreinigungen oder mögliche Augenverletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass die Öffnung der Flasche nicht mit Oberflächen in Berührung kommt; vermeiden Sie auch den direkten Kontakt mit dem Auge.
- Die Flasche unmittelbar nach dem Gebrauch fest verschließen
- Restliche Lösung 3 Monate nach dem Öffnen entsorgen
- Nicht nach Ablauf des auf dem Produkt angegebenen Verfalldatums benutzen
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Bei Raumtemperatur aufbewahren
- Die Flasche nicht verwenden, wenn der manipulationsgeschützte Verschluss am Flaschenhals vor dem erstmaligen Gebrauch beschädigt ist
- Nicht verwenden, wenn sich die Farbe der Lösung verändert hat
- Bei der Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten diese im Abstand von mindestens 5 Minuten eingetrüfelt werden

Warnungen

Wenn Sie Augenschmerzen bekommen, sich das Sehvermögen verändert, anhaltende Rötung oder Augenreizungen auftreten oder sich Ihr Zustand verschlechtert, dann beenden Sie bitte die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

Lieferform

OPTIVE PLUS™ ist in Kunststofffläschchen mit 3 oder 10 ml erhältlich.

Fabrikant/Fabricant/Hersteller:

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Ireland/Irlande/Irland

Plaatselijke vertegenwoordiger:

Allergan n.v./s.a., Pegasus 5, B-1831 Diegem

Représentant local :

Allergan n.v./s.a., Pegasus 5, B-1831 Diegem

Lokaler Ansprechpartner:

Allergan n.v./s.a., Pegasus 5, B-1831 Diegem