



reme scar

silicone scar stick

Beschrijving

Remescar ondersteunt het genezingsproces van zowel nieuwe als oude littekens die het gevolg zijn van chirurgische ingrepen, brandwonden, insectenbeten, acne, enz. Er wordt een dunne en discrete film op basis van silicone aangebracht die een helende micro-omgeving vormt en de natuurlijke vochtbalans van de huid in stand houdt.

Gebruik

Remescar is ontwikkeld ter behandeling van nieuwe en oude littekens. De stick kan ook worden gebruikt als preventieve behandeling op gesloten wonden om littekenvorming te beperken. De volgende soorten littekens kunnen worden behandeld:

- Keloïde littekens
- Hypertrofische littekens
- Littekens door brandwonden
- Littekens door verwondingen
- Postoperatieve littekens
- Littekens door body piercings
- Roodheid na laserpeeling
- Littekens door acne
- Littekens door insectenbeten

Gebruiksaanwijzing

Het littekenweefsel moet dichtgegroeid, schoon en droog zijn. Open de stick en verwijder de beschermende dop bij het eerste gebruik. Draai de stick slechts enkele millimeters omhoog. De stick moet voldoende worden uitgedraaid, zodat het plastic niet tegen uw huid wrijft. Remescar dient voorzichtig te worden aangebracht op de te behandelen zone en rond de littekenweefselrand. Vermijd hard wrijven, dit maakt de behandeling namelijk niet doeltreffender. Tweemaal per dag aanbrengen gedurende 2 à 3 maanden.

Voorzorgsmaatregelen

- Niet aanbrengen op derdegraads brandwonden.
- Enkel voor uitwendig gebruik.
- Niet gebruiken indien de huid beschadigd is (bijv. door een huidaandoening).
- Niet gebruiken op open of ontstoken wonden.
- Niet gebruiken bij acute acné.
- Enkel gebruiken op een normale, gezonde en niet-ontstoken huid.
- Het gebruik van dit product wordt afgeraden indien u allergisch bent aan een van de bestanddelen.
- Vermijd contact met slijmvliezen en ogen.
- Niet aanbrengen op andere huidbehandelingsproducten zonder voorafgaand advies van uw arts.
- Kan vlekken veroorzaken op kledij indien de crème niet volledig opgedroogd is.
- Zet de behandeling stop indien de huid overgevoelig wordt of geïrriteerd raakt en raadpleeg uw arts.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Onder 30°C bewaren.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.
- Remescar is niet steriel en mag niet worden gebruikt voor wondverzorging.
- Gebruik zonder toezicht wordt afgeraden bij kinderen jonger dan 6 jaar. Raadpleeg een specialist voor gebruik bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Ingrediënten:

Cyclopentasiloxane, Glycerin, PPG-3 Myristyl Ether, Betaglucon, Alkylmethylsiloxane Copolyol/Isostearyl Alcohol/1-Dodecene, Sodium Stearate, Titanium Dioxide (nano)/Alumina/Simethicone, Jojoba Esters/Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax/Acacia

Decurens Flower Wax/Polyglycerin-3, Aqua, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Alcohol denat., PVP, Sodium Benzoate, PVA.



Sylphar NV – Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle – België
www.remescar.com

Verdeler

OTC Medical BV
Markt 30A
2611GV Delft
Nederland

Symbolsen



= fabrikant



= batchnummer



= vervaldatum



= lees de gebruiksaanwijzing



= uit het zonlicht houden



= bewaren onder 30° C

Description

Remescar participe au processus de guérison de tous les types de cicatrices, aussi bien nouvelles qu'anciennes, résultant de la chirurgie, de brûlures, de piqûres d'insectes, d'acné, etc., en libérant un film mince et discret à base de silicone. Remescar crée ainsi un micro-environnement de guérison idéal pour la cicatrice tout en maintenant l'hydratation naturelle de la peau.

Utilisation

Remescar permet de traiter les cicatrices nouvelles et anciennes.

Il peut également être utilisé comme thérapie préventive sur les plaies fermées afin de réduire les cicatrices.

Il permet de traiter les types de cicatrices suivants :

- les cicatrices chéloïdes
- les cicatrices hypertrophiques
- les cicatrices de brûlures
- les cicatrices de blessures
- les cicatrices postopératoires
- les cicatrices d'un piercing
- les rougeurs après un peeling au laser
- les cicatrices d'acné
- les cicatrices de piqûres d'insectes

Instructions d'utilisation

La cicatrice doit être fermée, propre et sèche. Lors de la première utilisation, ouvrir le stick et enlever l'opercule. Tourner le stick quelques millimètres vers le haut. Le stick devrait être augmenté suffisamment afin que le plastique ne frotte pas contre votre peau. Remescar doit être appliqué délicatement sur la zone touchée et sur le bord de la cicatrice. Ne pas frotter trop fort, car cela n'améliorera pas l'efficacité du produit. Appliquer Remescar deux fois par jour pendant 2 à 3 mois.

Précautions

- Ne pas appliquer sur des brûlures au troisième degré.
- Usage externe uniquement.
- Ne pas utiliser sur des affections dermatologiques qui perturbent l'intégrité de la peau.
- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes ou infectées.
- Ne pas utiliser sur une peau souffrant d'acné.
- Utiliser seulement sur une peau normale, saine et non infectée.
- L'utilisation du produit est déconseillée si vous avez des réactions allergiques à l'un des ingrédients.



reme scar

silicone scar stick

- Éviter le contact avec les muqueuses ou les yeux.
- Ne pas appliquer sur d'autres traitements cutanés sans l'avis de votre médecin.
- Susceptible de tacher les vêtements avant le séchage complet.
- Si une irritation de la peau se produit, cesser l'utilisation et consulter votre médecin si elle persiste.
- Garder hors de la portée des enfants. Conserver à une température inférieure à 30° C.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Remescar n'est pas stérile et ne doit pas être utilisé comme pansement.
- L'utilisation de Remescar n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 6 ans sans surveillance. Pour les enfants de moins d'1 an, consulter un professionnel avant d'utiliser le produit.

Ingrédients:

Cyclopentasiloxane, Glycerin, PPG-3 Myristyl Ether, Betaglukan, Alkylmethylsiloxane Copolyol/Isostearyl Alcohol/1-Dodecene, Sodium Stearate, Titanium Dioxide (nano)/Alumina/Simethicone, Jojoba Esters/Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax/Acacia Decurrens Flower Wax/Polyglycerin-3, Aqua, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Alcohol denat., PVP, Sodium Benzoate, PVA.



Sylphar NV – Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle - Belgique
www.remescar.com

Distributeur

OTC Medical BV
Markt 30A
2611GV Delft
les Pays-Bas

Symboles

- = fabrikant
- = numéro de lot
- = date de péremption
- = lire les instructions d'utilisation
- = tenir à l'abri du soleil
- = conserver en dessous de 30° C

Beschreibung

Remescar unterstützt den Heilungsprozess von sowohl frischen als auch alten Narben infolge von Operationen, Verbrennungen, Insektenstichen, Akne, usw., durch die Bildung eines dünnen und unauffälligen Silikonfilms. Hierdurch wird ein günstiges Mikroklima für die Heilung der Narbe geschaffen, während gleichzeitig der natürliche Feuchtigkeitshaushalt der Haut bewahrt wird.

Verwendungszweck

Remescar eignet sich für die Behandlung alter und frischer Narben. Es kann auch zur Vorbeugung von Narbenbildung nach dem Wundverschluss verwendet werden. Die folgenden Arten von Narben können behandelt werden:

- Keloide Narben
- Hypertrophe Narben
- Brandnarben
- Narben infolge stumpfer Verletzungen
- Postoperative Narben
- Piercingnarben
- Rötung nach Laser-Peeling
- Aknenarben
- Narben durch Insektenbisse

Gebrauchsanweisung

Die Narbenhaut sollte geschlossen, sauber und trocken sein. Bei der ersten Anwendung, die stick öffnen und die Schutzkappe entfernen. Drehen Sie den Stick ein paar Millimeter auf. Den Stick sollte ausreichend erhöht werden, so dass der Kunststoff nicht auf der Haut reiben. Remescar sollte vorsichtig auf die betroffene Haut aufgetragen werden und um den Rand der Narbe. Nicht zu stark einreiben, dies erhöht nicht die Wirksamkeit. Remescar 2x täglich, über einen Zeitraum von 2- bis 3 Monaten, auftragen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht auf Verbrennungen 3. Grades auftragen.
- Ausschließlich zur äußerlichen Anwendung geeignet.
- Nicht anwenden bei dermatologischen Erkrankungen, welche die Integrität der Haut verletzen.
- Nicht auf offene oder infizierte Wunden auftragen.
- Nicht bei akuter Akne auftragen.
- Nur auf gesunder, unversehrter Haut auftragen.
- Nicht anwenden bei Unverträglichkeiten gegen einzelne Inhaltsstoffe.
- Darf nicht in Kontakt mit Schleimhäuten oder Augen gelangen.
- Darf nicht ohne vorherige ärztliche Rücksprache auf andere Mittel zur Hautbehandlung aufgetragen werden.
- Kann im noch nicht vollständig getrockneten Zustand Flecken auf der Kleidung verursachen.
- Bei Hautreizungen die Behandlung abbrechen und bei Fortbestand der Reizung Ihren Arzt konsultieren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht über 30°C lagern.
- Nicht nach dem aufgedruckten Verfallsdatum verwenden.
- Remescar ist nicht steril und darf nicht als Wundauflage verwendet werden.
- Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren sollte nicht ohne Aufsicht erfolgen. Bei Kindern unter 1 Jahr sollte ein Arzt vor der Anwendung konsultiert werden.

Inhaltsstoffe:

Cyclopentasiloxane, Glycerin, PPG-3 Myristyl Ether, Betaglukan, Alkylmethylsiloxane Copolyol/Isostearyl Alcohol/1-Dodecene, Sodium Stearate, Titanium Dioxide (nano)/Alumina/Simethicone, Jojoba Esters/Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax/Acacia Decurrens Flower Wax/Polyglycerin-3, Aqua, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Alcohol denat., PVP, Sodium Benzoate, PVA.



Sylphar NV – Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle - Belgien
www.remescar.com

Verteiler

OTC Medical BV
Markt 30A
2611GV Delft
Niederlande

Symbole

- = Hersteller
- = Chargennummer
- = Verfallsdatum
- = Vor Anwendung Gebrauchsanweisung lesen
- = Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- = Unter 30° C lagern

CE
0197

