

wortie®

cool

Voet- & handwrattenverwijderaar

1 TOEPASSING volstaat!

- Revolutionair gebruiksgemak
- Beschadigt de omliggende huid niet
- Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar

A. Waarvoor wordt Wortie gebruikt?

Wortie® wrattenverwijderaar is aangewezen voor de behandeling van recente hand- en voetwratten, en is geschikt voor gebruik vanaf de leeftijd van vier jaar. Wortie® wrattenverwijderaar is vrij verkrijgbaar (zonder voor-schrift).

B. Inhoud van Wortie® wrattenverwijderaar

Een houder onder druk gevuld met 50 ml gecompriëerd vloeibaar gas (dimethylether); met een platte metalen punt die wordt gebruikt om de koude over te brengen op de wrat.

In deze bijsluiter kunt u informatie lezen over het product, hoe het werkt en hoe u moet het gebruiken om wratten te behandelen.

C. Achtergrondinformatie over wratten

Wratten (ook gekend als handwratten of gewone wratten) ontwikkelen zich vaak op de vingers, op de rug van de handen, op de knieën, op de ellebogen en op de toppen van de tenen. U kunt een gewone wrat herkennen aan het ruwe 'mozaïekachtige' oppervlak. Het zeer besmettelijke wrattenvirus kan worden overgedragen van persoon op persoon of van een plaats op het lichaam naar een andere door direct contact met een besmette zone.

Voetwratten lijken op gewone wratten maar komen alleen voor op de voetzolen of onder de tenen. Ze zijn meestal pijnlijk en zien eruit als kleine witte ringen met zwarte puntjes in het midden. Ook voetwratten zijn besmettelijk en kunnen worden overgedragen op een andere persoon door contact met een nat/vochtig oppervlak zoals een vloer.

D. Hoe werkt Wortie® wrattenverwijderaar?

- Wortie® wrattenverwijderaar bevriest de ongewenste wrat of voetwrat. Wanneer de koude applicatorpunt op de wrat gedrukt (aangebracht) wordt, begint het bevroeringsproces binnen enkele seconden en zal de huid wit worden. Als gevolg van het bevroeringsproces zal lichte pijn, jeuk en/of een prikkend gevoel optreden. Zodra de applicator verwijderd is, zal de huid terug kleur krijgen en zullen de pijn, jeuk en/of het prikkende gevoel snel afnemen en binnen een paar uur verdwijnen.
- Als de zone terug op temperatuur is en de huid haar kleur terugkrijgt, kan de bevroren zone rood worden. Als gevolg van de bevroering kan zich na enkele dagen in sommige gevallen onder de wrat een blaas vormen (soms gevuld met bloed). Deze blaas is niet altijd zichtbaar.
- De bevroren huid met de behandelde wrat zal zich ongeveer 10-14 dagen afvallen. Ondertussen zal zich onder de blaas nieuwe huid gevormd hebben.

De bevroeringsprestaties van Wortie wrattenverwijderaar werden vergeleken met een aantal andere gelijkaardige cryotherapeutische producten, zoals u kunt zien op deze foto's.

Nauwkeurige bevroering



E. Wat u moet weten voor u Wortie wrattenverwijderaar gebruikt

- Niet gebruiken op het gezicht, de oksels, de borsten, moedervlekken, wratten waar haar op groeit, genitale wratten (op de penis of de vaginale zone) of de 'slijmvliezen' (zoals in de mond; neus, anus, geslachtsorganen, lippen, oren of rond de ogen).
- Gebruik dit product niet als u de wrat die u wilt behandelen niet duidelijk kunt zien.
- Niet gebruiken als u de informatie op de verpakking of in deze bijsluiter niet goed kunt lezen.
- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan vier jaar.
- Als het product wordt gebruikt bij kinderen, moet het om veiligheidsredenen altijd worden aangebracht door een volwassene.


F. Hoe gebruikt u Wortie?

Breng Wortie eenmalig aan op de wrat of voetwrat volgens de instructies in punt G.

Het is belangrijk dat u de instructies in de bijsluiter nauwgezet opvolgt. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot blijvende schade aan de huid. Dit kan littekens of zenuwbeschadiging veroorzaken als gevolg van bevroering of het lekken van het vloeibare gas.

- In de meeste gevallen is voor elke wrat slechts één behandeling nodig. Raadpleeg uw arts als drie behandelingen geen verbetering hebben gebracht.
- Nadat u Wortie heeft aangebracht, moet u 14 dagen wachten tot de wrat afvalt. Indien de wrat ondertussen niet veranderd is, kunt u Wortie nogmaals toepassen.
- Laat altijd 14 dagen tussen de behandelingen.
- Reinig de applicator met alcohol op een doekje na elke toepassing.
- Laat de metalen punt op kamertemperatuur komen na elke toepassing vooraleer u de wrattenverwijderaar opnieuw activeert voor gebruik op andere wratten.

G. Instructies voor gebruik



wortie®

cool

Produit anti-verrues vulgaires & plantaires

1 seule APPLICATION rapide !

- Facilité d'emploi révolutionnaire
- Cible uniquement la verrue vulgaire ou plantaire
- Convient aux enfants à partir de 4 ans

A. Indications d'emploi

Le produit anti-verrues Wortie® est indiqué pour le traitement sans ordonnance des verrues vulgaires et plantaires chez les patients âgés de 4 ans et plus.

B. Contenu du produit anti-verrues Wortie®

Réceptacle sous pression contenant 50 ml de diméthyléther liquéfié comprimé, à embout métallique pour l'application du froid sur la verrue (vulgaire ou plantaire). Cette notice vous informe sur l'action, l'utilisation et les limites du produit et vous fait part de quelques mises en garde.

C. Informations sur les verrues

Les verrues (dites vulgaires) se développent généralement sur les doigts ou sur le dos des mains, les genoux, les coudes et le haut des oreilles. La verrue vulgaire se reconnaît à l'aspect rugueux « en mosaïque » de sa surface. Le virus responsable de l'apparition des verrues vulgaires, qui est très contagieux, se transmet d'une personne à l'autre ou d'une partie du corps à une autre par contact direct avec la peau infectée.

Les verrues plantaires ressemblent aux verrues vulgaires, mais elles apparaissent uniquement sur la plante

du pied ou sous les orteils. Généralement douloureuses, elles ressemblent souvent à un petit anneau de peau blanc avec des points noirs au centre. Les verrues plantaires sont également contagieuses et peuvent être transmises à une autre personne par contact avec une surface humide/mouillée, telle que le sol.

D. Comment agit le produit anti-verrues Wortie®?

- Le produit anti-verrues Wortie® agit en réfrigérant la verrue vulgaire ou plantaire indésirable. Lorsque vous appuyez (appliquez) l'embout froid de l'applicateur sur la verrue, la réfrigération commence après quelques secondes et la peau blanchit. Une légère sensation de douleur, démangeaison et/ou picotement apparaîtra à la suite de la réfrigération. Après le retrait de l'applicateur, la peau retrouve sa coloration et la sensation de douleur, démangeaison et picotement diminue rapidement et disparaît au bout de quelques heures.
- Dès que la zone traitée est à nouveau à la température de la peau et après la recoloration, une rougeur de la même taille que la région réfrigérée peut faire son apparition. Dans certains cas, une ampoule (parfois remplie de sang) peut se former sous la verrue dans les jours qui suivent le traitement par le froid. Celle-ci n'est pas toujours visible.
- La peau réfrigérée au niveau de la verrue traitée tombera au bout de 10 à 14 jours. Une nouvelle peau se formera entre-temps sous l'ampoule.

Le pouvoir réfrigérant du produit anti-verrues Wortie® est comparé à plusieurs autres produits cryotherapeutiques, comme le montrent les images ci-dessous.

Précision de la congélation



E. Mises en garde

- Ne pas utiliser sur le visage, les aisselles, les seins, les grains de beauté ou les taches de naissance, les verrues avec des poils, les verrues génitales (sur le pénis ou la

Gewone wratten en voetwratten

1. Verwijder de dop en zet de houder recht op een tafel of een vlakke ondergrond.
2. Houd de houder verticaal, breng de dop opnieuw aan en plaats hierbij het pijltje op de dop vlak boven het vriessymbool op de houder.
3. Druk de dop 3 seconden naar beneden (NIET LANGER DAN 3 SECONDEN). U hoort een sissend activeringsgeluid.
4. Breng de bevroren metalen punt precies aan op de handwrat gedurende 20 seconden en op de voetwrat gedurende 40 seconden

Maak de punt schoon en sluit de dop. Wacht 14 dagen tot de wrat verdwenen is.

H. Voorzorgsmaatregelen

Gebruik Wortie® wrattenverwijderaar niet als:

- de aerosol niet op een vlakke ondergrond stond tijdens de activering; en/of
 - u geen sissend geluid hoort tijdens de activering (loslaten van de aerosol); en/of
 - het sissende geluid aanhoudt na activering; en/of
 - de punt niet koud wordt na activering – op de metalen punt moet een 'ijslaagje' zichtbaar worden.
- Als aan één of meer van de hierboven vermelde voorwaarden niet voldaan is, werkt het systeem mogelijk niet goed. Een slecht werkend product kan letsels veroorzaken of aanleiding geven tot een ontoereikende/onvolledige behandeling.

- Niet langer aanbrengen dan de aangegeven applicatietijd: 20 seconden voor gewone wratten of 40 seconden voor voetwratten. Niet te veel druk uitoefenen wanneer u de applicator op de wrat of voetwrat drukt.
- Als er meer dan één wrat op een vinger of teen aanwezig is, telkens slechts één wrat behandelen. Meer dan één wrat bevroeren op een kleine huidzone kan aanleiding geven tot een langer genezingsproces of een slechte genezing van de huidzone. Behandel elke resterende wrat afzonderlijk en laat een periode van twee weken tussen de behandelingen.
- De pijn/het prikkende gevoel na behandeling van gewone wratten zou een paar uur na de toepassing moeten verdwijnen. Als het ongemak, de pijn/het prikkende gevoel langer aanhoudt, of als u meer pijn hebt dan verwacht, raadpleeg dan uw arts.
- Gebruik Wortie® wrattenverwijderaar niet samen met een andere methode om wratten te verwijderen. Het is namelijk niet bekend wat het effect van de combinatie op uw huid is.
- De damp/spray niet inademen. Uitsluitend gebruiken in goed ventilerde ruimtes. De damp/spray inademen kan giftig zijn.

I. Opvolging behandeling

- Houd de behandelde huid schoon.
- U mag zwemmen en douchen.
- Niet krabben of pulken aan de behandelde huid, want dit kan ontstekingen veroorzaken.
- Bescherm blaren indien nodig met een gaasverband of een steriel kleefverband.
- Blaren niet openprikken. Blaren openprikken is pijnlijk en kan infecties veroorzaken.
- Vermijd blootstelling aan de zon of gebruik een zonnecrème (SPF 30 of hoger) en beperk trauma's op behandelde zones totdat de huid volledig genezen is (d.w.z. de wrat is afgevallen en de huid heeft haar normale kleur terug).

J. Wat te doen als u niet zeker weet of het een wrat is?

Gebruik Wortie® wrattenverwijderaar uitsluitend als u er zeker van bent dat de huidaandoening een wrat is. Raadpleeg uw arts als u niet zeker bent. Als u een huidaandoening behandelt als een wrat met Wortie® wrattenverwijderaar en het is geen wrat, kan de veroorzaakte vertraging aanleiding geven tot een ernstigere huidaandoening of ziekte. Lees aandachtig 'Waarschuwingen' en 'Contra-indicaties'.

K. Nevenwerkingen

- Na de behandeling kan de kleur van de huid veranderen, gaande van wit tot rood. Onder de wrat kan zich een blaas vormen en normaal zult u gedurende (maximaal) enkele uren last hebben van pijn/een prikkend gevoel. Als de pijn of het prikkende gevoel aanhoudt tot de volgende dag (24 uur), of als zich een ander probleem voordoet (zoals bevroering van de huid over een zone groter dan de wrat of gevoelloosheid), neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts. Het is normaal dat de behandelde zone enkele dagen gevoelig is.
- Als de wrat of voetwrat afgevallen is, kan depigmentatie (kleurverlies) of een klein litteken verschijnen.
- In het midden van de wrat kunnen na enkele dagen zwarte stipjes verschijnen.
- Het gebruik van cryotherapie (bevroering) om wratten te bevroeren, kan aanleiding geven tot lichte brandwonden als gevolg van de lage vriestemperatuur.

L. Contra-indicaties

- Niet gebruiken als u diabetes of een slechte bloedsomloop hebt. Wortie® wrattenverwijderaar werkt door de wrat te bevroeren. Bij diabetespatiënten en mensen met een slechte bloedcirculatie kan de bevroren zone mogelijk niet zo snel of volledig genezen.
- Niet gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Niet gebruiken op geïrriteerde of ontstoken huid, rode huid of huid die tekenen vertoont van ontstekingen, zoals jeuk of zwelling. Deze aandoeningen zijn mogelijk geen wratten en moeten worden onderzocht door een arts.

Waarschuwingen

Uiterst ontvlambaar. Houder onder druk. Ook na gebruik de aerosolverpakking niet doorboren of verbranden. Verwijder houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken. Niet in de buurt van een open vuur (zoals een kaars) of een andere ontstekingsbron spuiten. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Tegen zonlicht beschermen en bewaren op een droge en koele plaats. Doorboren of blootstellen aan hitte kan de houder doen exploderen en daardoor ernstig letsel veroorzaken. **Vermijd contact met de ogen.** Contact met de ogen kan blindheid veroorzaken. Bij contact met de ogen 15 minuten spoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen. **Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Buiten het bereik van kinderen houden.** Kinderen kunnen de instructies om dit product correct aan te brengen nog niet begrijpen.

Wortie® wrattenverwijderaar bevat:

dimethylether

CE 0481

Laatste herziening: Februari 2017

Het product kan worden gebruikt tot de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking en op de bodem van de houder vermeld wordt.


Meer informatie en een instructiefilmpje vindt u op www.wortie.be

Fabrikant

Trimb Healthcare
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam
Nederland

Distributeur:

Pathe Pharma
Avenue Reine Astrid 1
1440 Woutersbrakel
België



Verrues vulgaires et verrues plantaires

1. Retirez le capuchon et placez l'aérosol à la verticale sur une table ou une surface plane.
2. Tout en maintenant l'aérosol en position verticale, faites tourner le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et alignez la flèche sur l'icône de congélation de l'aérosol.
3. Appuyez fermement sur celui-ci vers le bas pendant 3 secondes (NE PAS DÉPASSER 3 SECONDES). Vous entendrez le bruit d'activation (sifflement).
4. Appliquez avec précision l'embout métallique réfrigéré sur la verrue vulgaire (main) pendant 20 secondes et sur la verrue plantaire (pied) pendant 40 secondes.

Nettoyez l'embout, remplacez le capuchon en position fermée et attendez 14 jours pour que la verrue disparaisse.

Pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'utilisation, les délais indiqués dans les instructions doivent être scrupuleusement respectés. Il est fortement recommandé d'avoir un minuteur à portée de main et de lire les instructions dans leur intégralité avant de commencer l'utilisation.

H. Précautions d'emploi

- N'utilisez pas le produit anti-verrues Wortie® :
- si l'aérosol n'a pas été placé sur une surface plane lors de son activation et/ou
 - en l'absence de « sifflement » au cours de l'activation (libération de l'aérosol) et/ou
 - en cas de « sifflement » continu après l'activation et/ou
 - si l'embout ne refroidit pas après l'activation (une « surface réfrigérée » doit être visible sur l'embout métallique).

Dans une ou plusieurs des situations susmentionnées, le dispositif pourrait ne pas fonctionner correctement. Une défaillance du dispositif médical peut entraîner des blessures ou un traitement insuffisant/incomplet :

- Ne dépassez pas la durée indiquée d'application du produit : 20 secondes pour les verrues vulgaires et 40 secondes pour les verrues plantaires. N'exercez pas de pression excessive lorsque vous appuyez l'applicateur sur la verrue vulgaire ou plantaire.
- Traitez une seule verrue à la fois, si un doigt ou un ongle présente plusieurs verrues. Réfrigérer plus d'une verrue sur une petite zone spécifique peut prolonger le processus de guérison ou empêcher la guérison correcte de la zone. Traitez toute verrue restante séparément, en espaçant les traitements de deux semaines.
- La sensation de douleur/picotement à la suite du traitement des verrues vulgaires devrait disparaître dans les heures suivant l'application. Si la sensation d'inconfort ou de douleur/picotement se prolonge au-delà de ce délai, ou si la douleur est plus intense que prévu, parlez-en à votre médecin traitant.
- Ne pas utiliser ce produit avec une autre méthode d'élimination de verrues, quelle qu'elle soit, car les effets d'une telle combinaison sur votre peau restent incertains.

- N'inhalez pas les vapeurs/vaporisations. N'utilisez le produit que dans des pièces bien aérées. Respirer les vapeurs/vaporisations peut être toxique.

I. Suivi du traitement

- Veillez à ce que la zone traitée reste bien propre.
- Vous pouvez aller à la piscine ou prendre une douche.
- N'arrachez pas et ne grattez pas la zone traitée pour éviter tout risque d'infection.
- En cas de nécessité, protégez les ampoules au moyen d'une gaze ou d'un bandage adhésif stérile.
- Ne percez pas les ampoules. Percer des ampoules est douloureux et peut provoquer une infection.
- Évitez toute exposition au soleil ou appliquez une crème de protection solaire (SP50 ou supérieur) et réduisez autant que possible tout risque de traumatisme au niveau des sites traités, jusqu'à la guérison complète (à savoir la disparition de la verrue vulgaire/plantaire et le retour à une coloration normale).

J. Que faire si vous n'êtes pas sûr(e) qu'il s'agit bien d'une verrue ?

N'utilisez le produit anti-verrues Wortie® que si vous êtes absolument sûr(e) que l'affection cutanée est une verrue. En cas de doute, consultez votre médecin traitant. Si vous traitez une affection cutanée avec le produit anti-verrues Wortie® comme s'il s'agissait d'une verrue et qu'il n'en est rien, vous retarderez la mise en place d'un traitement approprié. Lisez attentivement les « Mises en garde » et les « Précautions d'emploi ».

K. Effets secondaires

- Après l'application, la coloration de la peau peut varier du blanc au rouge. Une ampoule peut se former sous la verrue et une sensation de douleur/picotement se fera en principe ressentir pendant quelques heures

maximum. Si la sensation de douleur ou de picotement est toujours présente le lendemain (24 heures) ou en cas de survenue d'un autre problème (tel que la réfrigération d'une zone de peau dépassant la verrue ou une perte de sensibilité), contactez au plus vite votre médecin traitant. Il est tout à fait normal que la zone traitée présente une certaine sensibilité pendant quelques jours.

- Après la disparition de la verrue vulgaire ou plantaire, une dépigmentation ou une petite cicatrice peut apparaître.
- Des petits points noirs peuvent apparaître au centre de la verrue traitée après quelques jours.
- Le recours à des produits de cryothérapie pour la réfrigération de verrues peut occasionner de légères brûlures dues à la température très basse.

L. Contre-indications

- N'utilisez pas ce produit si vous souffrez de diabète ou en cas de mauvaise circulation sanguine. Le produit anti-verrues Wortie® agit en réfrigérant la verrue. Chez les diabétiques et les personnes souffrant d'une mauvaise circulation sanguine, la zone traitée par réfrigération pourrait ne pas guérir aussi rapidement ou totalement.
- N'utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée ou sur toute zone infectée, présentant une rougeur ou des signes quelconques d'inflammation, comme des démangeaisons ou un gonflement. Il se peut que ces affections ne soient pas une verrue. Veillez à les faire examiner par un médecin généraliste.

Avertissements

Extrêmement inflammable. Contenu sous pression. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Tenir à

l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes — Ne pas fumer. Ne pas vaporiser à proximité d'une flamme nue comme une bougie ou une autre source de feu. Ne pas exposer le produit à des températures supérieures à 50°C/122°F. Protéger du rayonnement solaire et conserver dans un lieu sec et frais. Percer le récipient ou l'exposer à la chaleur peut le faire exploser et provoquer des blessures graves. **Évitez tout contact avec les yeux.** Un contact avec les yeux peut provoquer la cécité. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter immédiatement un médecin. **À usage externe uniquement. Garder hors de portée des enfants.** Les enfants ne peuvent pas comprendre les instructions relatives à l'utilisation correcte du produit.

Le produit anti-verrues Wortie® contient : Diméthyléther

CE 0481

Dernière révision : Février 2017

Le produit peut être utilisé jusqu'à la date d'expiration indiquée sur la boîte et en dessous de la bombe sous pression.

Un complément d'information et une vidéo d'instructions sont disponibles sur le site www.wortie.be

Fabricant

Trimb Healthcare, Rijsburgstraat 9-11, 1059 AT Amsterdam, Pays-Bas

Distributeur:

Patch Pharma, Avenue Reine Astrid 1, 1440 Wauthier-Braine, Belgique



Sofortige Wirkung mit einer ANWENDUNG!

- **Revolutionär einfache Anwendungsweise**
- **Keine Beschädigung der umgebenden Haut**
- **Geeignet für Kinder ab 4 Jahren**

A. Wozu dient Wortie?

Wortie® Hand- & Fußwarzenentferner ist für die rezeptfreie Behandlung von gewöhnlichen Hand- und Fußwarzen bei Patienten ab 4 Jahren bestimmt.

B. Der Inhalt von Wortie® Hand- & Fußwarzenentferner

Ein Druckbehälter mit 50ml des komprimierten Flüssig-gases Dimethylether. Der Behälter hat eine Metallspezie, die dazu verwendet wird, die Kälte auf die Hand- bzw. Fußwarze zu übertragen.

Dieses Informationsblatt mit Informationen über die Funktions- und Anwendungsweise des Produkts sowie Warnhinweise und Einschränkungen.

C. Hintergrundinformationen über Warzen


Warzen (auch „gewöhnliche“ Warzen genannt) entstehen häufig an den Fingern oder auf dem Handrücken, auf den Knien und Ellbogen und oben auf den Zehen. Man erkennt eine gewöhnliche Warze am rauen, mo-saikartigen Aussehen ihrer Oberfläche. Das hochansteckende Warzenvirus kann durch direkten Kontakt mit der infizierten Haut von Mensch zu Mensch oder von einem Körperbereich auf einen anderen übertragen werden.

Fußwarzen (auch als Dornwarzen bezeichnet) ähneln den Handwarzen, entstehen aber nur auf der Fußsohle oder unter den Zehen. Sie sind meist schmerzhaft und erscheinen als kleiner weißer Ring aus Haut mit schwarzen kleinen Punkten im Zentrum. Auch Dornwarzen sind ansteckend und können auf einen anderen Menschen durch Kontakt mit einer nassen/feuchten Oberfläche, wie z. B. dem Boden, übertragen werden.

D. Wie funktioniert Wortie® Hand- und Fußwarzenentferner?

- Wortie® Hand- und Fußwarzenentferner vereist die unerwünschte Hand- oder Fußwarze. Wenn die kalte Metallspezie bei der Anwendung auf die Warze gedrückt wird, beginnt die Vereisung innerhalb weniger Sekunden und die Haut wird weiß. Durch das Vereisen entsteht ein leicht schmerzendes, juckendes und/oder stechendes Gefühl. Nach der Entfernung des Applikators kommt die Farbe wieder zurück, das schmerzende, juckende und/oder stechende Gefühl nimmt schnell ab und ist innerhalb weniger Stunden ganz verschwunden.
- Nachdem der Bereich wieder die Hauttemperatur angenommen hat und die Farbe zurückgekommen ist, könnte in einem Bereich derselben Größe wie der des vereisten Bereichs eine Rote entstehen. Als Folge der Vereisung kann sich in manchen Fällen innerhalb weniger Tage unter der Warze eine Blase bilden (die manchmal mit Blut gefüllt ist). Diese ist nicht immer sichtbar.
- Die vereiste Haut mit der behandelten Warze wird nach etwa 10-14 Tagen abfallen. In der Zwischenzeit hat sich unter der Blase neue Haut gebildet.

Die Vereisungspräzision von Wortie Warzenentferner wurde mit einer Reihe anderer Kryotherapieprodukte verglichen, wie man in den Abbildungen unten sehen kann.



E. Was Sie wissen sollten, bevor Sie Wortie® Hand- & Fußwarzenentferner anwenden:

- Nicht anwenden im Gesicht, in den Achselhöhlen, auf der Brust, auf Leberflecken und Muttermalen, auf Warzen, aus denen Haar wächst, auf Genitalwarzen (am Penis oder im Vaginalbereich) oder auf Schleimhaut (wie z. B. im Mund, an der Nase, am Anus, an den Genitalien, Lippen, Ohren oder in der Nähe der Augen).
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie die zu behandelnde Warze nicht genau sehen können.
- Nicht verwenden, wenn Sie die Informationen auf dem Behälter oder in diesem Informationsblatt nicht gut lesen können.
- Nicht bei Kindern unter 4 Jahren anwenden.
- Eine Anwendung bei Kindern muss aus Sicherheitsgründen immer von einem Erwachsenen ausgeführt werden.

F. Wie wird Wortie angewendet?


Wenden Sie Wortie gemäß der Anleitung in Abschnitt G einmal auf der Warze an.

Es ist wichtig, die Anleitungen in diesem Informationsblatt genau zu befolgen. Durch unsorgfältige Anwendung kann die Haut permanent beschädigt werden und können durch Vereisung oder Ausbleichen von Flüssiggas Narben oder Nervenschäden entstehen.

- In den meisten Fällen ist für jede Warze nur eine einzige Behandlung erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nach drei Behandlungen noch Verbesserung feststellen.
- Warten Sie nach der Anwendung von Wortie 14 Tage bis die Warze abfällt. Hat sich die Warze innerhalb dieser Zeit noch nicht verändert, können Sie Wortie ein zweites Mal benutzen.
- Warten Sie zwischen den Anwendungen immer 14 Tage.
- Den Applikator nach jeder Anwendung mit etwas Alkohol auf einem kleinen Stück Papier reinigen.
- Warten Sie nach jeder Anwendung bis die Metallspezie wieder auf Raumtemperatur ist, bevor Sie sie zur Behandlung anderer Warzen wieder aktivieren.

G. Gebrauchsanleitung

Für sicheren und effektiven Gebrauch müssen die Zeiten in der Anleitung genau befolgt werden. Es ist sehr empfehlenswert, einen Timer zur Hand zu haben und, bevor Sie beginnen, die Anleitung vollständig zu lesen.



Gewöhnliche Warzen und Dornwarzen (Fußwarzen)

1. Entfernen Sie die Kappe und stellen Sie die Dose hochkant auf einen Tisch oder eine ebene Fläche.
1. Lassen Sie die Dose in der vertikalen Position; setzen Sie die Kappe zurück, richten Sie dabei das Pfeilsymbol auf der Kappe mit dem Gefriersymbol auf der Dose aus.
1. Drücken Sie die Kappe 3 Sekunden lang nach unten (NICHT LÄNGER ALS 3 SEKUNDEN) Sie hören jetzt den Aktivierungston (Zischen).
1. Halten Sie die geforente Metallspezie 20 Sekunden lang genau auf eine gewöhnliche Warze (Hand), auf eine Dornwarze (Fuß) 40 Sekunden lang.

Reinigen Sie die Spitze, setzen Sie die Kappe wieder in die geschlossene Position zurück und warten Sie 14 Tage bis die Warze verschwunden ist.

H. Wichtige Informationen für den Gebrauch von Wortie

- Wortie® Hand- und Fußwarzenentferner nicht benutzen, wenn:
- Das Aerosol während der Aktivierung nicht auf einer ebenen Fläche gestanden hat
 - Sie während der Aktivierung keinen zischenden Ton hören (Aerosolfreisetzung) und/oder
 - der „zischende“ Ton nach der Aktivierung anhält und/oder
 - die Spitze nach der Aktivierung nicht kalt wird. Auf der Metallspezie sollte eine „verreiste Oberfläche“ zu sehen sein.

Wird einer der oben genannten Bedingungen nicht entsprechen, funktioniert das Gerät eventuell nicht ordnungsgemäß. Das Versagen des Geräts könnte zu einer Verletzung oder einer unzulänglichen/unvollständigen Behandlung führen.

- Nicht länger anwenden als angegeben: 20 Sekunden für Handwarzen, 40 Sekunden für Fußwarzen. Wenn Sie den Applikator an die Hand- oder Fußwarze halten, keinen zu starken Druck ausüben.
- Wenn ein Finger oder Zeh mehr als eine Warze haben, immer nur eine Warze gleichzeitig behandeln. Wenn Sie in einem kleinen Hautbereich mehr als eine Warze vereisen, kann das den Genausungsprozess verlängern oder der Bereich könnte nicht richtig abheilen. Behandeln Sie jede weitere Warze getrennt, mit einer zweiwöchigen Pause zwischen den Behandlungen.
- Das schmerzende/stechende Gefühl nach der Behandlung gewöhnlicher Warzen sollte innerhalb weniger Stunden nach der Applikation verschwinden. Wenn die Beschwerden oder das schmerzende/stechende Gefühl länger anhalten oder der Schmerz stärker als erwartet ist, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Wenden Sie dieses Produkt nicht zusammen mit einer anderen Methode zur Warzenentfernung an, da nicht sichergestellt ist, wie sich diese Kombination auf Ihre Haut auswirkt.
- Keinen Sprühnebel/Dampf einatmen, nur in gut gelüfteten Räumen benutzen. Das Einatmen von Sprühnebel/Dampf könnte toxisch sein.

I. Nachbehandlung

- Halten Sie den behandelten Bereich sauber.
- Sie dürfen schwimmen und duschen.
- Zupfen oder kratzen Sie nicht an dem behandelten Bereich, da dies zu einer Infektion führen könnte.
- Schützen Sie Blasen, wenn nötig, mit Gaze oder einem sterilen Heftpflaster.
- Blasen nicht aufstechen. Das Aufstechen von Blasen ist schmerzhaft und könnte zu einer Infektion führen.
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht oder verwenden Sie Sonnencreme (Lichtschutzfaktor 30 oder höher). Minimieren Sie das Gewebetrauma der behandelten Stellen bis sie vollständig abgeheilt sind (d. h. bis die Hand-/Fußwarze abgefallen ist und die Farbe wieder normal ist).

J. Was tun, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze handelt?

Benutzen Sie Wortie® Hand- & Fußwarzenentferner nur, wenn Sie sicher sind, dass es sich bei Ihrer Hauterkrankung um eine Warze handelt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, konsultieren Sie Ihren Arzt. Wenn Sie eine Hauterkrankung mit Wortie® Hand- & Fußwarzenentferner als Warze behandeln und es keine Warze ist, könnte die Ver-

zögerung zu einem gravierenderen Hautproblem oder einer Krankheit führen. Lesen Sie die „Warnhinweise“ und „Gegenanzeigen“ sorgfältig durch.

K. Nebenwirkungen

- Nach der Anwendung könnte sich die Farbe der Haut ändern, variierend von Weiß bis Rot. Unter der Warze könnte sich eine Blase bilden; und man hat normalerweise einige Stunden lang ein schmerzendes, stechendes Gefühl. Wenn das schmerzende, stechende Gefühl bis zum nächsten Tag (24 Stunden) anhält oder ein anderes Problem auftritt (wie z. B. das Vereisen von Haut außerhalb des Warzenbereichs oder ein Verlust des Gefühls) auftritt, wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Arzt. Es ist normal, dass der behandelte Bereich einige Tage lang empfindlich bleibt.
- Nachdem die Hand- oder Fußwarze abgefallen ist, kann es zu Depigmentierung oder einer kleinen Narbe kommen.
- Im Mittelpunkt der behandelten Warze können nach einigen Tagen schwarze Punkte erscheinen.
- Die Verwendung von Kryotherapieprodukten zur Vereisung von Warzen führt aufgrund der niedrigen Gefrieretemperatur eventuell zu geringfügigen Brandwunden.

L. Gegenanzeigen

- Nicht verwenden, wenn Sie Diabetiker sind oder eine schlechte Durchblutung haben. Die Wirkungsweise von Wortie® Hand- & Fußwarzenentferner ist das Vereisen der Warze. Bei Diabetikern und Personen mit schlechter Durchblutung könnte der vereiste Bereich eventuell nicht so schnell und vollständig abheilen.
- Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Nicht auf gereizter, entzündeter oder geröteter Haut oder auf Bereichen anwenden, die Zeichen von Juckreiz oder Schwellung zeigen. Derartige Beschwerden sind u. U. keine Warze und sollten von einem Allgemeinarzt untersucht werden.

Warnhinweise

Extrem entzündlich. Der Inhalt steht unter Druck. Die Aerosolprühdose nicht durchbohren oder verbrennen, auch nicht nach dem Gebrauch. Fernhalten von Hitze/Funken/offenem Feuer/heißen Oberflächen - Nicht rauchen. Nicht in der Nähe einer offenen Flamme wie z. B. einer Kerze oder anderer Zündquellen sprühen. Keinen Temperaturen über 50° C aussetzen. Das Produkt vor Sonnenlicht schützen und kühl und trocken lagern. Durchbohren des Behälters und Hitzeinwirkung können den Behälter explodieren lassen, was zu schweren Verletzungen führen kann. **Darf nicht in die Augen gelangen.** Kontakt mit den Augen kann Blindheit verursachen. Falls das Produkt in die Augen gelangt ist: 15 Min. mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. **Nur zur äußeren Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.** Kinder sind nicht in der Lage, die Anweisungen zur adäquaten Verwendung dieses Produkts zu verstehen.

Wortie® Hand- und Fußwarzenentferner enthält:

Dimethylether

CE 0481

Letzte Überarbeitung: Februar 2017

Dieses Produkt kann bis zu dem sowohl auf der Box als auch dem Boden des Druckbehälters vermerkten Verfallsdatum verwendet werden.

Weitere Informationen und eine Videoanleitung finden Sie auf www.wortie.be

Hersteller

Trimb Healthcare, Rijsburgstraat 9-11, 1059 AT Amsterdam, Niederlande

Distributeur:

Patch Pharma, Avenue Reine Astrid 1, 1440 Woutersbrakel, Belgien