

## BANDE DE CREPE - KRIPWINDEL

---

### FR

#### ➤ Description

Fixation de pansements. Maintien des articulations et des masses musculaires. Confortable et extensible : grâce à sa texture en coton, la bande de crêpe Mercurochrome® est agréable à porter, et accompagne tous vos mouvements. Extensible, elle s'adapte à tous les reliefs anatomiques. Élastique et lavable : la bande de crêpe Mercurochrome® est lavable et réutilisable. Laver à la main ou en machine à 40° maximum, sans détergent et sans chlore. Rincer et laisser sécher à plat sans tension. Dans ces conditions, le lavage n'altère pas l'élasticité de la bande.

#### ➤ Précautions d'emploi

Ne jamais poser la bande directement sur une peau lésée. Dans le cas de maintien de compresses, il est recommandé de stériliser la bande. Éviter une tension trop forte. En cas de gêne, réduire la tension appliquée. En cas d'usages prolongés ou répétés, les fils élastiques peuvent être fragilisés par l'utilisation de corps gras sous le bandage.

#### ➤ Ingrédients

Coton-viscose 96%, élasthanne 4%.

### NL

#### ➤ Beschrijving

Bevestiging van pleisters. Ondersteuning van gewrichten en spiermassa. Comfortabel en soepel : dankzij zijn katoenen textuur is de kripwindel van Mercurochrome® aangenaam om te dragen en ondersteunt deze al uw bewegingen. De soepele windel past zich aan iedere anatomie aan. Elastisch en wasbaar : de kripwindel van Mercurochrome® is wasbaar en herbruikbaar. Hand-of machinewas op maximaal 40° zonder wasmiddel en zonder chloor. Uitspoelen en plat zonder spanning laten drogen. Op deze wijze zal de wasbeurt de elasticiteit van de windel niet aantasten.

#### ➤ Voorzorgen bij gebruik

De windel nooit rechtstreeks op een verwonde huid plaatsen. Indien de windel dient voor het op hun plaats houden van kompressen, is het aan te raden deze te steriliseren. Vermijd te grote spanning. Zorg in geval van hinder voor minder spanning. Bij langdurig of herhaaldelijk gebruik kunnen de elastische draden door het gebruik van vet onder het verband slijten.

#### ➤ Ingrediënten

Katoen-viscose 96%, elastaan 4%.